



Embouts dentaires à usage unique

Contrôle du risque infectieux

PRESENTATIONS

Les embouts RISKONTROL sont disponibles en 3 présentations :

- Non stériles : boîte distributrice de 250 embouts (coloris : bleu, vert, blanc, jaune, rose).
- Stériles : boîte de 100 embouts sous blister individuel, stérilisés à l'oxyde d'éthylène (coloris : bleu, vert, blanc).
- Total Protec : boîte distributrice de 100 embouts non stériles avec protection plastique (coloris : bleu, blanc).

COMPOSITION

Les embouts RISKONTROL sont réalisés en plastique alimentaire, entièrement recyclable. Ce matériau est inerte sur l'environnement et non polluant en cas de combustion.

PROPRIETES

- 100% Hygiène • 100% Air sec • 100% Ergonomie • 100% Ecologie • 100% Universel

Les embouts RISKONTROL sont à usage unique, avec une extrémité arrondie pour le confort du patient. Le risque de contamination directe ou croisée est par conséquent supprimé ainsi que le risque de migration microbienne dans les circuits d'air et d'eau de l'unit. Avec RISKONTROL, vos patients et vous-même êtes protégés. La gamme RISKONTROL propose près de 70 adaptateurs différents pouvant équiper 145 types de fauteuils. L'adaptateur, en aluminium anodisé ou en résine, se visse ou se clipse très simplement sur la seringue de votre unit. L'adaptateur reste en place de façon permanente. Il suffit de changer les embouts entre chaque patient. Les adaptateurs sont livrés avec 2 bouchons de protection et, selon les types, avec un joint de remplacement afin d'assurer un fonctionnement optimal de votre seringue.

La seringue multifonctions est l'instrument que vous utilisez le plus souvent : elle constitue un facteur permanent de contamination croisée et directe. Solidaire de votre unit, la seringue ne peut pas être stérilisée à l'autoclave ou par tout autre moyen, contrairement aux turbines, contre-angles... Sans embout jetable, votre seringue Air/Eau est le maillon faible de la chaîne septique de votre cabinet dentaire.

L'embout jetable permet également d'éviter la migration microbienne dans le circuit d'eau et dans le circuit d'air de l'unit et de respecter ainsi les normes d'hygiène les plus draconiennes.

INDICATION

Grâce à son système unique, largement breveté au plan mondial, 2 conduits indépendants guident l'air et l'eau de la seringue jusqu'à l'extrémité de l'embout garantissant un air totalement sec et dépourvu de toute trace d'humidité : essentiel pour les collages et toute opération nécessitant une surface exempte de trace d'humidité.

L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitant.

PRECAUTION D'EMPLOI

Produit à usage unique : risque de contamination des patients en cas de réutilisation.

MODE D'EMPLOI

Les embouts RISKONTROL sont faciles à mettre en place : il suffit d'enfoncer l'embout sur l'adaptateur de la seringue. Pour le retirer, courber et tirer. Les embouts RISKONTROL sont flexibles et coudables : ils sont réalisés avec un plastique sans mémoire de forme. Ils permettent d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès en conservant la qualité des sprays. L'embout plastique n'est pas conducteur : on évite ainsi les échanges thermiques entre l'embout et la dent. L'utilisation des embouts RISKONTROL évite les manipulations longues, fastidieuses et incertaines, de nettoyage, décontamination et stérilisation de vos seringues Air/Eau.

CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de toute source lumineuse.

ELIMINATION

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.



Produit professionnel dentaire.

Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE

Dispositif médical de classe I

PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND - 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - France - Tél : +33 (0) 556 34 06 07

Doc Q RD Fran 180/01
4 avril 2010